


## Kits Proteínas Fase Aguda

### Stick PigMAP®

Stick PigMAP® es un método inmunocromatográfico en un solo paso para la detección de niveles anormalmente elevados de Pig-MAP en muestras de suero o sangre completa de cerdo. No requiere equipamiento de laboratorio.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Método cualitativo
- Positivo para muestras con concentración sérica de Pig-MAP superior a 1.5 mg/mL
- Alta sensibilidad y especificidad
- Resultados en 15 minutos
- Para suero o sangre completa

#### PROCEDIMIENTO

